



**ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ** находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

Домашний микрореабилитационный центр «Территория возможностей»



**ОГКУ СО «Центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей, г.
Черемхово»**

**Методические рекомендации для
родителей (законных представителей)
по использованию Углового
ортопедического стула**



ул. Ленина, д. 21, 23, г. Черемхово



8(39546)5-13-83



detdom.cherobr.ru



Угловой ортопедический стул

Угловой стул предназначен для позиционной терапии (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации для детей с 3х лет.

В фиксированном положении ребенок принимает правильную позу. При размещении напольного углового сидения на полу пациент стремится вытянуть ноги вдоль пола, чтобы принять наиболее естественную позу. Чтобы предотвратить скрещивание ног, предусмотрен абдуктор. Положение сидя с вытянутыми ногами и фиксирование тазобедренного пояса, не позволяют пациенту сидеть на крестце, что в свою очередь, предупреждает «круглую спину».

Угловой ортопедический стул выполнен из экологичной и прочной фанеры. Обработан гипоаллергенным и безопасным для детей лаком, обтянут эластичной и долговечной экокожей, которая соответствует гигиеническим требованиям и нормам ГОСТ.

Размеры

длина - 67 см

ширина - 62 см

высота - 45-62 см (регулируется),

Угловой ортопедический стул разработан для детей с заболеваниями, которые значительно усложняют или не позволяют самостоятельно принять положение сидя. Положение сидя дает ребенку лучшие возможности увидеть мир. Сидя ребенок учится удерживать равновесие головы и туловища, противодействовать силе тяжести. В положении сидя ребенок может научиться более сложным манипуляциям с игрушками, развивать зрительно-моторную координацию.

Не рекомендуется помещать ребенка в опору при выраженном беспокойстве и плаче!

В начальный период рекомендуется постепенно увеличивать время пребывания ребенка в угловом ортопедическом стуле (в период адаптации организма к изменению положения). Во время пребывания ребенка в положении сидя рекомендуется побуждать к манипуляционным и развивающим играм, действиям, стимулирующим осязание.

Непосредственно перед высаживанием ребенка в угловой стул, необходимо расстегнуть все крепления, крепежные ремни отрегулировать, чтобы жилет плотно прилегал к телу, но не сдавливал. Затем установить абдуктор в необходимом положении и тщательно закрепить крепежным барашком. По мере улучшения контроля тела в положении сидя возможно ослабить крепежные ремни, но не снимать! Только когда ребенок полностью контролирует свое тело и без дополнительных усилий может находиться в правильном симметричном положении, крепежные ремни и абдуктор можно снять.